

Doyen SK10

Produit de rinçage avec adoucisseur pour les appareils de nettoyage et de désinfection, légèrement acide

Application / dosage

> **Doyen SK10** est pour un usage professionnel uniquement

Dosage: 0,5 – 7,0 ml / l

> Le dosage est automatique
> Utilisation par du personnel qualifié uniquement

Caractéristiques du produit

- > Adoucissement efficace de l'eau
- > Produit de rinçage pour bassins de lit légèrement acide avec adoucissant pour appareils de nettoyage et de désinfection
- > Assure une vaisselle de soin sans taches et brillante
- > Représente une combinaison idéale d'adjuvant de rinçage et d'adoucissant
- > Empêche le calcaire de se déposer dans générateurs de vapeur, sur les ustensiles de soin, dans la chambre de rinçage et dans les canalisations
- > Convient pour une faible dureté de l'eau

Domaine d'utilisation

> Particulièrement adapté aux laveurs-désinfecteurs avec désinfection thermique

Notes importantes

- > Ne pas mélanger avec d'autres produits, produit non transférable vers d'autres conteneurs
- > Les conteneurs, les tuyaux et les dispositifs de dosage doivent être rincés à l'eau avant de changer le produit
- > Les instructions de service du fabricant de l'appareil doivent être respectées

Marquage: CE 

Doyen SK10 satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, cela doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Doyen SK10

Produit de rinçage avec adoucisseur pour les appareils de nettoyage et de désinfection, légèrement acide

Données techniques

- > Couleur..... Liquide incolore
- > Densité..... 1,0 g/ml
- > Valeur pH..... 2,5
- > Durée de vie..... Voir l'impression sur l'étiquette
- > Conditions de stockage.... Entre 5 et 30°C

Ingrédients

Ingrédients selon le règlement sur les détergents:
Moins de 5 % tensioactifs non ioniques, polycarboxylates, conservateurs

- > Chlore: non
- > Phosphate: non
- > NTA: non

Vidange/élimination résiduelle

- > Les contenants vides sont recyclables et peuvent être éliminés par l'utilisateur final
- > Vous trouverez des informations sur l'élimination des résidus de produits dans la fiche de données de sécurité correspondante

Unités de vente



Bidon 5 l
Art. no.: 2004121

Alertes de danger / aspects environnementaux



Pour de meilleures informations, veuillez vous référer aux fiches de données de sécurité CE actuelles. Vous pouvez les trouver à : www.etol.de

