

Doyen SK10

Brillantante con ammorbidente per la pulizia e dispositivi di disinfezione, leggermente acido

Applicazione / dosaggio

> **Doyen SK10** è solo per uso commerciale

Dosaggio: 0,5 – 7,0 ml / l

- > Il dosaggio è automatico
- > Applicazione solo da personale qualificato

Proprietà del prodotto

- > Efficace addolcimento dell'acqua
- > Brillantante con ammorbidente per la pulizia e dispositivi di disinfezione, leggermente acido
- > Garantisce stoviglie lucide e senza macchie
- > Rappresenta una combinazione ideale di brillantante e ammorbidente
- > Previene i depositi di calcare nei generatori di vapore, sugli utensili per la cura, nella camera di lavaggio e nei tubi
- > Adatto a bassa durezza dell'acqua

Campo di applicazione

- > Particolarmente adatto ai termodisinfettori con disinfezione termica

Istruzioni importanti

- > Non mescolare con altri prodotti, non versare il prodotto in altri contenitori
- > I contenitori, le linee e i dispositivi di dosaggio devono essere risciacquati con acqua prima di sostituire il prodotto
- > Devono essere osservate le istruzioni per l'uso del produttore del dispositivo

Marcatura:  

Doyen SK10 soddisfa i requisiti derivanti dalla legislazione europea sui prodotti medicali.

Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, questo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente.

Doyen SK10

Brillantante con ammorbidente per la pulizia e dispositivi di disinfezione, leggermente acido

Specifiche Tecniche

- > Colore..... Liquido incolore
- > Densità..... 1,0 g/ml
- > Valore pH..... 2,5
- > Data di scadenza..... Vedere l'impronta sull'etichetta
- > Condizioni di archiviazione..... Tra 5 e 30°C

Componenti

Ingredienti secondo il Regolamento sui Detergenti:
Meno del 5% di tensioattivi non ionici, policarbossilati, conservanti

- > Cloro: no
- > fosfato: no
- > NTA: no

Svuotamento e smaltimento dei residui

- > I contenitori vuoti sono riciclabili e possono essere smaltiti dall'utente finale
- > Le informazioni sullo smaltimento dei residui del prodotto sono riportate nella relativa scheda di sicurezza

Unità di vendita



Bidone 5 l
art.no.: 2004121

Avvertenze di pericolo / aspetti ambientali



Per informazioni più dettagliate, consultare le attuali schede di sicurezza CE.
Queste sono disponibili sul sito www.etol.de

