

# Doyen RF90

Nettoyant hautement alcalin

## Application / Dosage

- > Doyen RF90 est pour un usage professionnel uniquement
- > Peut être utilisé avec les duretés d'eau suivantes: toutes

**Dosage: 1,0 – 5,0 ml / l**

- > Le dosage est automatique
- > Utilisation par du personnel qualifié uniquement

## Caractéristiques du produit

- > Nettoie intensivement
- > Dissout les saletés tenaces
- > Agent de nettoyage polyvalent

## Domaine d'utilisation

- > Particulièrement adapté aux appareils de nettoyage et de désinfection

## Notes importantes

- > Ne pas mélanger avec d'autres produits, produit non transferable vers d'autres conteneurs
- > Les conteneurs, les tuyaux et les dispositifs de dosage doivent être rincés à l'eau avant de changer le produit
- > Les instructions de service du fabricant de l'appareil doivent être respectées

**Marquage: CE **

Doyen RF90 satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, cela doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

# Doyen RF90

Nettoyant hautement alcalin

## Données techniques

- > couleur.....liquide incolore
- > densité..... 1,3 g/ml
- > valeur pH..... 14
- > Durée de vie..... Voir l'impression sur l'étiquette
- > conditions de stockage.....entre -10 et 30°C

## Ingrédients


Ingrédients selon le règlement sur les détergents:  
5 – 15 % Phosphonates

- > Chlore: non
- > Phosphate: non
- > NTA: non

## Vidange/Élimination résiduelle

- > Les contenants vides sont recyclables et peuvent être éliminés par l'utilisateur final
- > Vous trouverez des informations sur l'élimination des résidus de produits dans la fiche de données de sécurité correspondante

## Unités de vente



Bidon 5 l  
Art. no.: 2000472



Bidon 12 kg  
Art. no.: 2001483

## Alertes de danger/ Aspects environnementaux



Pour de meilleures informations, veuillez vous référer aux fiches de données de sécurité CE actuelles. Vous pouvez les trouver à [www.etol.de](http://www.etol.de)

