

Doyen SK22E mit Apfelduft

Produit de rinçage avec adoucisseur pour les appareils de nettoyage et de désinfection, parfum pomme, légèrement acide

Application / Dosage

- > **Doyen SK22E mit Apfelduft** est pour un usage professionnel uniquement
- > Peut être utilisé avec les duretés d'eau suivantes: toutes

Dosage: 0,5 – 7,0 ml / l

- > Le dosage est automatique
- > Utilisation par du personnel qualifié uniquement

Caractéristiques du produit

- > Agent de rinçage légèrement acide pour bassins de lit avec adoucisseur pour laveurs désinfecteurs
- > Procure un agréable parfum de pomme dans la pièce
- > Il garantit des ustensiles de soins brillants et sans taches
- > Il adoucit l'eau efficacement
- > Représente une combinaison idéale d'adjuvant de rinçage et d'adoucissant
- > Empêche le tartre de se déposer dans les générateurs de vapeur, sur les ustensiles de soins, dans la chambre de rinçage et dans les tuyaux

Domaine d'utilisation

- > Particulièrement adapté aux laveurs-désinfecteurs avec désinfection thermique

Notes importantes

- > Ne pas mélanger avec d'autres produits, produit non transferable vers d'autres conteneurs
- > Les conteneurs, les tuyaux et les dispositifs de dosage doivent être rincés à l'eau avant de changer le produit
- > Les instructions de service du fabricant de l'appareil doivent être respectées

Marquage: CE MD

Doyen SK22E mit Apfelduft satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, cela doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Doyen SK22E mit Apfelduft

Produit de rinçage avec adoucisseur pour les appareils de nettoyage et de désinfection, parfum pomme, légèrement acide

Données techniques

- > couleur.....liquide incolore
- > densité..... 1,0 g/ml
- > valeur pH..... 2,5
- > Durée de vie..... Voir l'impression sur l'étiquette
- > conditions de stockage.....entre 5 et 30°C

Ingrédients

Ingrédients selon le règlement sur les détergents:
5 – 15 % tensioactifs non ioniques, polycarboxylates, parfums

- > Chlore: non
- > Phosphate: non
- > NTA: non

Vidange/Élimination résiduelle

- > Les contenants vides sont recyclables et peuvent être éliminés par l'utilisateur final
- > Vous trouverez des informations sur l'élimination des résidus de produits dans la fiche de données de sécurité correspondante

Unités de vente



Bidon 5 l
Art. no.: 2003634



Bidon 5 l
Art. no.: 2004621

Alertes de danger/ Aspects environnementaux



Pour de meilleures informations, veuillez vous référer aux fiches de données de sécurité CE actuelles. Vous pouvez les trouver à www.etol.de

